

Hastanın Adı: Dr:





Seyahat Çorabı
18-21 mmHg

CCL 1
18 - 21 mmHg

CCL 2
23 - 32 mmHg

CCL 3
34 - 46 mmHg

CCL 4
49 - >49 mmHg



Burun ■ açık ■ kapalı	Basınç Sınıfı	A - D Dizaltı	A - G Dizüstü	A - G Dizüstü (Belden Kemerli)	A - T Külotlu	A - T / U Külotlu Hamile	Kolluk (Bilekten Omuza)	Kolluk (Bilekten Omuza Askılı)	Kolluk (Parmaktan Omuza Askılı)	Kolluk (Parmaktan Omuza)
Varis Çorapları	■ ccl 1 ■ ccl 2 ■ ccl 3 ■ ccl 4									
Seyahat Çorabı	18 - 21 mmHg									
Anti-Emboli Çorapları	13 - 18 mmHg									
Lenf-Ödem Kollukları	■ ccl 1 ■ ccl 2 ■ ccl 3									



Tedavinizin etkili olabilmesi için sadece doktorunuzun reçete ettiği ürünleri alınız.

www.aurafix.com



Medikal Varis Çorabları

- Hava Alabilen
- Serin Tutan
- Elastik Dokuma
- Fit Görünüm
- Açık Burun Modellerde
Giyime Kolaylığı
- Yıkanebilir



Seyahat Çorabı

- Hava Alabilen
- Serin Tutan
- Elastik Dokuma
- Fit Görünüm
- Yıkanebilir




Anti Emboli Çorabları

- Tromboz Önleyici
- Dolaşım Bozukluğunu Kontrol
Edebilmek İçin Gözlem Açıklığı
- Silikon Bant ve Topuk Renklerinde
Beden Belirleme Kolaylığı
- Yıkanebilir



Lenf Ödem Kollukları

- Açık Dokuma Sayesinde Terlemeyi
Minimuma İndirme
- Hava Sirkülasyonu ve Doğal Vücut
Isısını Koruma
- Kaymayı ve Katlanmayı Önleyen
Dokuma
- Yıkanebilir



Deri ile çorap arasında nem oluşmasını engelleyen hava geçiren sistem.

Parmak ucu ile kasık arası gibi bölgelerde özel hava geçiren antibakteriyel dokuma.

Yüksek teknoloji çift kompresyon dokuma ile mükemmel esneklik ve giyim kolaylığı.

• Varis çorabınızın ya da kulluğunuzun doğru basıncı uygulayabilmesi için yukarıda belirtilen noktalardan muhakkak ölçü alınması gerekmektedir.

• Ürünlerinizi 40°C'de ılık suda deterjan kullanmadan yıkayıp kurulayınız. Ütüleme yapmayınız. Direkt güneş ışığında kurutmayınız.

• Ürünlerimiz yırtılma ve kaçmalara karşı garantili değildir.

• Doğru kullanıldığı takdirde basıncını 6-8 ay boyunca koruma garantisidir.